



## **Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS**

### **REEMPLAZO DE LOS SOPORTES DEL MANILLAR DE DETERMINADOS ANDADORES MALTE Y MARCY**

Fecha de publicación: 26 de junio de 2018

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD  
Referencia: PS, 9/2018

***La AEMPS informa de la posibilidad de que el manillar de los andadores Malte y Marcy, fabricados por Schuchmann GmbH&Co.KG, Alemania, se rompa cuando soporte una sobrecarga.***

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de las autoridades sanitarias de Alemania, de la posibilidad de que el manillar de determinados andadores Malte y Marcy, fabricados por Schuchmann GmbH&Co.KG, Alemania, se rompa cuando soporte una sobrecarga.

Los andadores Malte y Marcy están destinados principalmente a niños con dificultades para andar y mantener el equilibrio, aunque las tallas grandes pueden ser utilizadas también por adultos.

Este producto se distribuye en España por la empresa REHAGIRONA SLU, sita en C/ Isaac Rabin, 15, Pol. Ind. Montfullà, 17162 Bescanó, Gerona.

#### **SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA**

La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado a las ortopedias a las que han suministrado los productos afectados en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a seguir para el recambio de la pieza afectada.

## PRODUCTOS AFECTADOS

Andadores Malte y Marcy, fabricados por Schuchmann GmbH&Co.KG, Alemania.



En el Anexo 1 se indican los números de serie afectados en España de los Andadores Malte y Marcy.

## RECOMENDACIONES

### Ortopedias

- a. Si ha vendido o ha entregado a pacientes o centros sanitarios andadores Malte y Marcy con los números de serie indicados en el Anexo 1, intente identificarlos, notifíqueles esta incidencia y proceda al reemplazo del soporte del manillar.
- b. Si dispone en su establecimiento de andadores Malte y Marcy con los números de serie mencionados en el Anexo 1, no los entregue a centros sanitarios ni a pacientes hasta que haya reemplazado el soporte del manillar.

## **Pacientes**

- a. Si dispone de andadores Malte y Marcy, compruebe si la etiqueta pegada a la parte inferior del chasis se corresponde con alguno de los números de serie indicados en el Anexo 1. En caso de que así sea contacte con la ortopedia que le suministró el andador, para que le reemplace el soporte del manillar.
- b. En el caso de no poder contactar con la ortopedia que le proporcionó el producto, contacte con la empresa distribuidora en nuestro país, REHAGIRONA SLU., para que le reemplacen el soporte del manillar.
- c. Si su andador no se corresponde con los modelos y números de serie mencionados en el Anexo 1, no le afecta esta nota informativa.

## **DATOS DE LA EMPRESA**

REHAGIRONA SLU.

Calle Isaac Rabin, 15, Pol. Ind. Montfullà

17162 Bescanó, Gerona

+34 902 48 72 72

[www.rehagirona.com](http://www.rehagirona.com)



## ANEXO I

### NÚMEROS DE SERIE DE LOS ANDADORES MALTE, fabricados por Schuchmann GmbH&Co.KG, Alemania.

Modelo	Nº serie Malte
Malte talla 2	2005590714-02
Malte talla 2	2020040714-01
Malte talla 2	2026480814-02
Malte talla 2	2082231214-01
Malte talla 2	2082291214-01
Malte talla 2	2101120115-01
Malte talla 2	2101130115-01
Malte talla 2	2297400216-01
Malte talla 2	2301090216-01
Malte talla 2	2404390916-02
Malte talla 2	2470380117-01
Malte talla 2	2500290317-01
Malte talla 2	2516710317-01
Malte talla 2	2613620917-01
Malte talla 2	2637391017-68
Malte talla 2	2637391017-69
Malte talla 2	2637391017-70
Malte talla 2	2637391017-71
Malte talla 2	2637391017-72
Malte talla 2	2637391017-73
Malte talla 2	2637391017-74
Malte talla 2	2637391017-75
Malte talla 2	2637391017-76
Malte talla 2	2637391017-77
Malte talla 2	2637391017-78
Malte talla 2	2637391017-79
Malte talla 2	2637391017-80
Malte talla 3	2072371114-01
Malte talla 3	2098640115-01
Malte talla 3	2197710715-01
Malte talla 3	2224720915-02
Malte talla 3	2281320116-01
Malte talla 3	2314330316-01
Malte talla 3	2408550916-01
Malte talla 3	2489860217-01
Malte talla 3	2533820417-01



<b>Modelo</b>	<b>Nº serie Malte</b>
Malte talla 3	2613620917-01
Malte talla 3	2637391017-81
Malte talla 3	2637391017-82
Malte talla 3	2637391017-83
Malte talla 3	2637391017-84
Malte talla 3	2637391017-85
Malte talla 4	2026490814-01
Malte talla 4	2275870116-01
Malte talla 4	2304270316-01
Malte talla 4	2474370117-01

**NÚMEROS DE SERIE DE LOS ANDADORES MARCY, fabricados por Schuchmann GmbH&Co.KG, Alemania.**

<b>Modelo</b>	<b>Nº serie Marcy</b>
Marcy talla 2	2295770216-01
Marcy talla 2	2418871016-01
Marcy talla 2	2628291017-01
Marcy talla 2	2639671017-01
Marcy talla 2	2550410517-01